



Aurocombo[®]


Inhalatie-instructies

Het inhaleren van geneesmiddelen is de meest doeltreffende aanpak om longaandoeningen te behandelen.

Een juiste inhalatietechniek is belangrijk voor een succesvolle therapie. Volg zorgvuldig onderstaande aanbevelingen op om zo veel mogelijk geneesmiddel op de juiste plaats in de longen te krijgen.



Gebruik van de inhalator



1. Hou de inhalator horizontaal in je ene hand met de dosisteller naar boven gericht. Om de inhalator te openen, duw de rode knop met je duim omlaag en draai de beschermdop zo ver mogelijk weg met de duim van de andere hand, tot je een 'klik' hoort (Figuur A). Het mondstuk is nu zichtbaar en een dosis is klaar voor inhalatie.
2. Neem een rechte houding aan en buig het hoofd licht achterover. Adem volledig uit, weg van het toestel. Zo vermijd je dat de binnenkant van het toestel vochtig wordt.
3. Hou de inhalator horizontaal en plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen rond het mondstuk (Figuur B).
4. Adem gelijkmatig zo diep mogelijk in. Let er op dat je niet langs de neus inademt.
5. Haal de inhalator uit je mond. Hou je adem 5 tot 10 tellen in en adem daarna rustig uit, weg van de inhalator.
6. Sluit het toestel door de beschermdop met de duim naar links te schuiven tot je een 'klik' hoort (Figuur C).
Het is nodig om de inhalator tussen twee inhalaties te sluiten, zodat een nieuwe dosis kan geladen worden.
7. Indien dit geneesmiddel cortisone bevat, spoel je mond na inhalatie. Gorgel bij voorkeur tweemaal en spuw het spoelwater uit. Dit voorkomt bijwerkingen zoals heesheid of een mond- of keelinfectie.

Tips

- Open de inhalator alleen wanneer je klaar bent om een dosis geneesmiddel te inhaleren. Indien je met de beschermdop speelt, verspil je dosissen. Daarentegen is het niet mogelijk om per ongeluk tijdens één inhalatie extra geneesmiddel of een dubbele dosis in te nemen.
- Adem nooit uit in het toestel.
- Indien je je mond niet kan spoelen na gebruik van je inhalator (puffer), eet of drink je best iets.
- De dosisteller op de inhalator geeft aan hoeveel doses er nog overblijven. Bij de laatste 5 resterende doses, verschijnen de cijfers in het rood.
- Indien nodig, veeg de buitenkant van het mondstuk af met een proper, droog en niet-pluizend doekje. Gebruik GEEN water of vochtige doekjes om de inhalator te reinigen. De inhalator moet immers droog blijven om goed te kunnen werken.
- Probeer de diskus niet uit elkaar te halen om te reinigen. Steek geen pin of ander (scherp) voorwerp in het mondstuk. Dit kan de inhalator beschadigen.
- Bewaar de inhalator op kamertemperatuur op een droge plaats (niet in de badkamer of keuken), buiten het bereik en uit het zicht van kinderen.



**Voor meer informatie, raadpleeg de
bijsluiter of vraag raad aan je apotheker!**



Stempel apotheek

