

COVID zelftest

Bewaring

Bewaren en voer uit bij kamertemperatuur!!
Donker bewaren.

Duurtijd (30 min)

De test vraagt 15 minuten voorbereiding.
Na de test moet u 15 minuten wachten om het resultaat af te lezen.

Wat bij een positief resultaat?

Steeds de huisarts raadplegen!!

Mag het testmateriaal gewoon in de vuilbak?

De gebruikte test en de gebruikte tissues in een apart zakje verpakken en bij het restafval doen.
Dit om het risico op besmetting te vermijden.

Scan mij voor meer
informatie

